

product	omschrijving	art.nr.
Algemeen	netkabel, 2p	3444111
	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app. steker	3444290
	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, haakse app.steker	3444298
Endolaser 476	netkabel, 2p	3444111
	lader, 12V, 400mA	3444295 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Endomed 182	netkabel, 2p	3444111
	adapter model ENB-1530, 100-240V, 15V, 3,4A	3444110
Endomed 404	netkabel, 2p	3444111
	lader, 12V, 400mA	3444295 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Endomed 481	netkabel, 2p	3444111
	lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Endomed 482 1497961 tot april 2001)	netkabel, 2p	3444111
	lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Endomed 482U 1497965 v.a. april 2001)	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
	adapter, model ENA-1550, 15V, 3,3A	3444127
	accu 12V 1,9Ah Pb	2501016
	netkabel, 2p	3444111
Endomed 484	lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
En-Stim4	adapter, model ENA-1524 , 15V, 1,6A	3444131 op=op
	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
Myomed 134	adapter, model ENA-1524 , 15V, 1,6A	3444131 op=op
	accu, 7,2V 1500mAh NiMH	3444172 op=op

product	omschrijving	art.nr.
Pelvimed 134	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
	adapter, model ENA-1524 , 15V, 1,6A	3444131 op=op
	accu, 7,2V 1500mAh NiMH	3444172 op=op
Sonopuls 190	netkabel, 2p	3444111
	adapter, model ENB-1530, 100-240V, 15V, 3,4A	3444110
Sonopuls 190 (2012)	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x0,75qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker (Mickey Mouse)	3444357
Sonopuls 463	lader, 12V, 400mA	3444295 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Sonopuls 464	lader, 12V, 400mA	3444295 op=op
	12V 1,9Ah Pb	2501016
Sonopuls 490 (1497900 tot 1-9-2005)	netkabel, 2p	3444111
	lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Sonopuls 490U (1497906 vanaf 1-9-2005)	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
	adapter, model ENA-1550, 15V, 3,3A	3444127
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Sonopuls 491	netkabel, 2p	3444111
	lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132 op=op
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Sonopuls 492	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
	adapter, model ENA-1550, 15V, 3,3A	3444127
	accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016
Sonopuls 492 (2014)	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte accu, 12V 1,9Ah Pb	3444290
		2501016

product	omschrijving	art.nr.
Emotion 500	adapter, 6V	LCL00124 uitverkocht
Eco-Bike	adapter, stekermodel, 15V, 1,67A	3496595 op=op
En-Cardio	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, haakse app.steker	3444298
En-Cycle	adapter, stekermodel, 9V, 850mA	3496024 op=op
En-Dynamic (tot medio 2007)	adapter, stekermodel 8711, 12V, 10W	3444488
En-Dynamic (vanaf medio 2007)	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
En-Free	adapter, stekermodel 8711, 12V, 10W	3444488
En-Mill	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, haakse app.steker	3444298
En-Motion	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, rechte app.steker	3444290
En-Power (zie Emotion)		
En-Train	adapter, stekermodel 8711, 12V, 10W	3444488
En-TreeM	adapter, stekermodel, 9V, 230mA	3444008
En-TreeP	adapter, stekermodel 8711, 12V, 10W	3444488
Motomed (met los voedingskastje)	netkabel, 2p	3444111