



Behandelbank 'hoog/laag' onderdelen

Inhoud

Snoeren	2
Schakelaars	5
Motoren	13
Pompen (hydraulisch)	18
Motorsturing	19
Overig.....	24

Snoeren

Art.nr. 3496.208

Motor control kabel Linak

Manumed ST



Art.nr. 3496.574

Netsnoer Linak, 2p, haakse apparaatsteker,
spatwaterdicht, rode borgring, O-ring

Manumed ST
Manumed NPU
Manumed XYZ



Art.nr. 3496.546

Netsnoer Linak, 2p, rechte apparaatsteker,
spatwaterdicht, rode borgring, O-ring

Manumed XYZ
Manumed GWB



Art.nr. 3496.603

Netsnoer Linak, 3p, rechte apparaatstekker,
spatwaterdicht, rode borgring, O-ring

Manumed Special XYZ



Art.nr. 3496.576 (niet meer leverbaar)

Netsnoer Magnetic, Matrix, 3p,
spatwaterdicht, dubbele O-ring

Manumed Special XYZ

Manumed Special GWB



Art.nr. 2570.164 (op=op)

Netsnoer, 2p, 2x1,5mmq, 5m, eurostekker,
zwart

Manumed GWB

Manulekt



Art.nr. 3496.613 (op=op)

Netsnoer, 3p, 5m

ManuXelect (150kg, KL95)



Art.nr. 3496.616

Netsnoer, 3p, 5m

ManuXelect (150/250kg, SL56/SL80)



Art.nr. 3496.676

Netsnoer voor powerbox, 2-polig

rechte stekker, lengte 4,5m.

ManuMax




Schakelaars

Art.nr. 3496.182

Bladschakelaar Linak, 2-knops, RJ45 connector

Manumed NPU, pli-schakelaar



Art.nr 3496.553 (op=op)

Bladschakelaar Linak, DP, 2-knops, set 2st compl met bedrading, T-splitter en aansluitsteker

Manumed XYZ 243/245



Art.nr. ID13905

Bladschakelaar Linak, DP, 6-knops, set 2st compl met bedrading, T-splitter en aansluitsteker (afbeelding kan afwijken)

Manumed XYZ 446/448 Osteo DeLuxe



Art.nr. 0570.805

Bladschakelaar Linak, 2 knops, DPAK06

Lengte 1580mm (autolock)

ManuMax



Art.nr. 0570.806

Bladschakelaar Linak, 2 knops,
DPF1KOO-010006

Lengte 1700mm (pli-verstelling)

ManuMax



Art.nr. 1560.800

Handschakelaar Linak, met IPX6
(waterbestendige) RJ45 steker

Manumed ST



Art.nr. 3496.608

Handschakelaar Linak, 4-knops,
hoog/laag + kantelen, RJ45 connector

Manumed NPU (5xx/7xx/9xx)
Manumed Kantel XYZ OpenBus (>2007)



Art.nr. 3496.545 (niet meer leverbaar,
alternatief: art.nr. 3496.552)

Handschakelaar Linak, 2-knops

Manumed XYZ
Manumed GWB



Art.nr. 3496.552 (niet meer leverbaar)

Handschakelaar Linak, 4-knops,
hoog/laag + pli-verstelling

Manumed XYZ
Manumed GWB



xxxx.xxx (niet meer leverbaar)

Handschakelaar, Linak, HB 44-00, 8-
knops

Manumed Osteo 3-motoren (XYZ)



Art.nr. 3496.485

Handschakelaar Magnetic, 4-knops,
hoog/laag + kantelen

Manumed Special GWB



Art.nr. 3445.040 (niet meer leverbaar)

Handschakelaar (pneumatisch)

Manumed GWB



Art.nr. 3496.630

Handschakelaar Hanning, pneumatisch,
966000149, 2-knops, hoog/laag

ManuXelect



Art.nr. 3445.061 (niet meer leverbaar)

Handschakelaar Hiwin

Manu-Meco



Art.nr. 3496.572

Rondomschakelaar

Manumed ST
Manumed NPU
Manumed XYZ



Art.nr. 3496.563

Rondomschakelaar

Manumed GWB



Art.nr. 3496.486 (niet meer leverbaar)

**Rondomschakelaar, balg (pneumatisch),
Pt No 643800**

Manumed GWB



Art.nr. 3496.612 (op=op)

**Rondomschakelaar, balg
(pneumatisch)**

ManuXelect



Art.nr. 3496.222

Voetschakelaar Linak, met RJ45 steker


ManuMax



Art.nr. 1560.801

Voetschakelaar Linak, met IPX6
(waterbestendige) RJ45 steker

Manumed ST



Art.nr. 3496.181

Voetschakelaar Linak, met RJ45 steker


Manumed NPU



Art.nr. 3496.544

Voetschakelaar Linak, met DIN steker


Manumed XYZ
Manumed GWB



Art.nr. 3496.480

Voetschakelaar Magnetic, pneumatisch

Manumed GWB



Art.nr. 3496.568 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar Baumeister

Manumed GWB



Art.nr. 3496.481 (niet meer leverbaar.
Alternatief: art.nr. 3496.480)

Voetschakelaar Schumo, pneumatisch.
Rechthoekig model met kantelbare
bovenplaat.

Manumed GWB



Art.nr. 3496.016 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar, balg (pneumatisch),
Herga Electric Ltd., Model 6431, zwart

Manumed GWB
Manulekt



Art.nr. 3496.028 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar, balg (pneumatisch),
Herga Electric Ltd., Model 6431, grijs

Manumed GWB
Manulekt



Art.nr. 3496.631

Voetschakelaar, "UP" / "DOWN",
pneumatisch. Wordt zonder luchtslang
geleverd.

ManuXelect



Art.nr. 3445.062 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar Hiwin

Manu-Meco



Motoren

Art.nr. 3496.207

Motor Linak, item J03125

Manumed ST



Art.nr. 3496.177

Motor Linak, LA44, type 443200+102000A0
Item No. 440014-00, 8000N

Manumed NPU (hoog/laag)



Art.nr. 3496.653

Motor Linak, type 31040190FH00B4-
2XX0103730DS200, Item No. J06829, met
2,5m snoer

Manumed NPU (bladverstelling, v.a. ca. 2014)



Art.nr. 3496.179

Motor Linak, LA31, type 314X20+0105504X,
Item No. 312473-00, 6000N

Manumed NPU (pli-verstelling)



Art.nr. 3496.598

Motor Linak, type 314XXH+5X19004X, Item No. 311645-02, 24V

Manumed NPU (tot ca. 2014) (bladverstelling)
Manumed Special XYZ (>2007) (hoog/laag)



Art.nr. 3496.599

Motor Linak, Type 314X0H+5X26004X, Item No. 311644-02, 24V

Manumed Special XYZ (>2007) (kantelen)



Art.nr. 3496.551 (op=op)

Motor Linak, type 314X20+3X05504X, Item No. 310283-xx, 24VDC


Manumed XYZ (pli-verstelling)



Art.nr. 3496.542

Motor Linak, LA31, type 314XX0+5X19004X, Item No. 310282-xx, 24VDC

Manumed XYZ (hoog/laag)
Manumed GWB (medio 1998-2002)
(hoog/laag)



Art.nr. 0570.804

Motor Linak, J14602

6000N, zonder kabel, (pli)

ManuMax



Art.nr. 0570.809

Motor Linak, J14601

10.000N, zonder kabel

ManuMax



Art.nr. 3496.566 (niet meer leverbaar)

Motor Baumeister

Manumed GWB Hoog/laag (16-12-1997 tot
16-7-1998)



Art.nr. 3496.567 (niet meer leverbaar)

Motor Baumeister

Manumed GWB Pli (16-12-1997 tot 16-7-
1998)



Art.nr. 3496.491 (niet meer leverbaar)

**Motor Magnetic, MAX30-200-415A15200,
24VDC**

Manumed Special XYZ
Manumed Special GWB



Art.nr. 3496.477 (niet meer leverbaar)

Motor Magnetic, SGE14DAK, 230V

Manumed GWB (tot medio 1998)
Manumed frame type H / L



Art.nr. 2613.173 (niet meer leverbaar)

Motor Magnetic, SHC14BAK47

Manumed SR-E/PR-E

Art.nr. 3496.479 (niet meer leverbaar)

Motor Schumo, GVS600PN200/375, 230V

Manumed frame type H / L
Manumed SR-E/PR-E



Art.nr. 3496.557

Motor Enraf-Nonius/Hanning, type SL80

ManuXelekt (zware uitv. tot 250kg)



Art.nr. 3496.652

Motor Enraf-Nonius/Hanning, type SL56

ManuXelekt (standaard 150kg)



Art.nr. 3496.556 (niet meer leverbaar)

Motor Enraf-Nonius/Hanning, type KL95

ManuXelekt (standaard 150kg)



Art.nr. 3496.891 (niet meer leverbaar)

Motor Hiwin, LAH1-1-1-188-
24QGE(J1298A1), 24V

Manu-Meco (hoog/laag)



Pompen (hydraulisch)

Art.nr. 3496.206

Hydraulic pump Carboni

Manumed ST



Art.nr. 3496.449

Hydraulic pump Power Packer, DSC0101-08-68

Manumed NPU
Manumed XYZ
Manumed GWB
Manumed frame type H / L



Motorsturing

Art.nr. 3496.209

Linak Control Box, type CB6615-XX


Manumed ST



Art.nr. 3496.644

Linak Control Box, type CB6352

Manumed NPU type 5xx/7xx/9xx



Art.nr. 3496.180

Linak Control Box (nieuw model),
Item CB6126, 230V 50/60Hz

Manumed NPU, 1/2-motoren



Art.nr. 3496.638

Linak Control Box, type CB6S644 + X1009,
Item CB6252-00

Manumed NPU, 3-motoren (446, 448, 449)



Art.nr. 3496.543

Linak Control Box, CB9051, 230V

Manumed XYZ/GWB, 1/2-motoren



Art.nr. 3496.893

Linak Control Power, Item CP20006-00 (no
ground)

Wordt gebruikt i.c.m. Control Unit 3496.602 /
3496.622

Manumed Special XYZ (> 2007)



Art.nr. 3496.600 (niet meer leverbaar.
Alternatief: art.nr. 3496.893)

Linak Control Power, Item
CP2000000A01009 (grounded)

Wordt gebruikt i.c.m. Control Unit 3496.602 /
3496.622

Manumed Special XYZ (> 2007)




Art.nr. 3496.602 (op=op)

Linak Control Unit 1005, Item
CU2001779071 1005 (te gebruiken vanaf
2012)

Uin: only Linak CP20
Uout: 24V=
Software versie 1.3 (van 2009 tot nov 2012
ook geleverd met software versie 1.4. Deze
versie is niet compatibel met oudere
banken!)

Bestemd voor Power Box 3496.600 /
3496.893

Manumed Special XYZ (2006-2009)



Art.nr. 3496.622 (op=op)

Linak Control Unit 1064, Item
CU200779071 1064

Uin: only Linak CP20
Uout: 24V=
Software versie 1.4

Bestemd voor Power Box 3496.600 /
3496.893

Manumed Special XYZ vanaf 2009, SN 09-
N1-1001.
Manumed Special XYZ kanteltafels met
vergroete spoorbreedte.



Art.nr. ID13904 ENB

Linak Control Unit, Item CU20010112

Manumed XYZ Osteo 4-/6-delig (met 3
motoren)



Art.nr. 3496.565 (op=op)

Magnetic Power Box, KOM12-010A-000

Manumed Special XYZ/GWB



Art.nr. 3496.564 (niet meer leverbaar)

Magnetic Power Box, KOM12-11AA-000
(met batterij back-up)

Manumed Special XYZ/GWB



Art.nr. 3496.892 (niet meer leverbaar)

Hiwin Control Box, LAK 4-F000-230- 24V

Manu-Meco



Art.nr. 0570.803

Linak Control Box, type J11331

ManuMax



Art.nr. 0570.802

Interface, E-N Switch box
(to E-N control box) Service

ManuMax



Overig

Art.nr. 3496.648

Battery Pack, BA1812-1300-000

Manumed NPU type 5xx/7xx/9xx



Art.nr. 0550.801

Luchtslang 2,1m

ManuXelect



Art.nr. 3496.313 (niet meer leverbaar)

Slangkoppeling, T-stuk voor balg

Manumed GWB
Manulekt



Art.nr. 2032.023

Trillingsdemper rondombediening
B, 20x30 M6x18

ManuMax

