



Behandelbank 'hoog/laag' onderdelen

Inhoud

Snoeren	2
Schakelaars	5
Motorsturing	13
Overig.....	18

Snoeren

Artnr 3496574

Netsnoer Linak, 2p, haakse apparaatsteker,
spatwaterdicht, rode borgring, O-ring


Manumed ST
Manumed NPU
Manumed XYZ



Artnr 3496546

Netsnoer Linak, 2p, rechte apparaatsteker,
spatwaterdicht, rode borgring, O-ring

Manumed XYZ
Manumed GWB



Artnr 3496208

Motor control kabel Linak

Manumed ST



Artnr 3496603

Netsnoer Linak, 3p, rechte apparaatstekker,
spatwaterdicht, rode borgring, O-ring

Manumed Special XYZ



Artnr 3496576 (niet meer leverbaar)

Netsnoer Magnetic, Matrix, 3p,
spatwaterdicht, dubbele O-ring

Manumed Special XYZ

Manumed Special GWB



Artnr 2570164 (op=op)

Netsnoer, 2p, 2x1,5mmq, 5m, eurostekker,
zwart

Manumed GWB

Manulekt



Artnr 3496613 (op=op)

Netsnoer, 3p, 5m

ManuXelect (150kg, KL95)



Artnr 3496616

Netsnoer, 3p, 5m

ManuXelect (150/250kg, SL56/SL80)



Artnr 3496676

Netsnoer voor powerbox, 2-polig

rechte stekker, lengte 4,5m

ManuMax



Schakelaars

Artnr 3496182

Bladschakelaar Linak, 2-knops, RJ45 connector

Manumed NPU, pli-schakelaar



Artnr 3496553 (op=op)

Bladschakelaar Linak, DP, 2-knops, set 2st compl met bedrading, T-splitter en aansluitstekker

Manumed XYZ 243/245



Artnr ID13905

Bladschakelaar Linak, DP, 6-knops, set 2st compl met bedrading, T-splitter en aansluitstekker (afbeelding kan afwijken)

Manumed XYZ 446/448 Osteo DeLuxe



Artnr 0570805

Bladschakelaar Linak, 2 knops, DPAK06

Lengte 1580mm (autolock)

ManuMax



Artnr 0570806

Bladschakelaar Linak, 2 knops,
DPF1KOO-010006

Lengte 1700mm (pli-verstelling)

ManuMax



Artnr 1560800

Handschakelaar Linak, met IPX6
(waterbestendige) RJ45 steker

Manumed ST



Artnr 3496608

Handschakelaar Linak, 4-knops,
hoog/laag + kantelen, RJ45 connector

Manumed NPU (5xx/7xx/9xx)

Manumed Kantel XYZ OpenBus (>2007)



Artnr 3496545 (niet meer leverbaar,
alternatief: artnr 3496552)

Handschakelaar Linak, 2-knops

Manumed XYZ

Manumed GWB



Artnr 3496552 (niet meer leverbaar)

Handschakelaar Linak, 4-knops,
hoog/laag + pli-verstelling

Manumed XYZ
Manumed GWB



xxxxxxx (niet meer leverbaar)

Handschakelaar, Linak, HB 44-00, 8-
knops

Manumed Osteo 3-motoren (XYZ)



Artnr 3496485

Handschakelaar Magnetic, 4-knops,
hoog/laag + kantelen

Manumed Special GWB



Artnr 3445040 (niet meer leverbaar)

Handschakelaar (pneumatisch)

Manumed GWB



Artnr 3496630

Handschakelaar Hanning, pneumatisch,
966000149, 2-knops, hoog/laag

ManuXelect



Artnr 3445061 (niet meer leverbaar)

Handschakelaar Hiwin

Manu-Meco



Artnr 3496572

Rondomschakelaar

Manumed ST
Manumed NPU
Manumed XYZ



Artnr 3496563

Rondomschakelaar

Manumed GWB



Artnr 3496486 (niet meer leverbaar)

Rondomschakelaar, balg (pneumatisch),
Pt No 643800

Manumed GWB



Artnr 3496612 (op=op)

Rondomschakelaar, balg
(pneumatisch)

ManuXelect



Artnr 3496222

Voetschakelaar Linak, met RJ45 steker


ManuMax



Artnr 1560801

Voetschakelaar Linak, met IPX6
(waterbestendige) RJ45 steker

Manumed ST



Artnr 3496181

Voetschakelaar Linak, met RJ45 steker


Manumed NPU



Artnr 3496544

Voetschakelaar Linak, met DIN steker


Manumed XYZ
Manumed GWB



Artnr 3496480

Voetschakelaar Magnetic, pneumatisch

Manumed GWB



Artnr 3496568 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar Baumeister

Manumed GWB



Artnr 3496481 (niet meer leverbaar
Alternatief: artnr 3496480)

Voetschakelaar Schumo, pneumatisch
Rechthoekig model met kantelbare
bovenplaat

Manumed GWB



Artnr 3496016 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar, balg (pneumatisch),
Herga Electric Ltd, Model 6431, zwart

Manumed GWB
Manulekt



Artnr 3496028 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar, balg (pneumatisch),
Herga Electric Ltd, Model 6431, grijs

Manumed GWB
Manulekt



Artnr 3496631

Voetschakelaar, "UP" / "DOWN",
pneumatisch Wordt zonder luchtslang
geleverd

ManuXelect



Artnr 3445062 (niet meer leverbaar)

Voetschakelaar Hiwin

Manu-Meco



Motorsturing

Artnr 3496209

Linak Control Box, type CB6615-XX

Manumed ST



Artnr 3496644

Linak Control Box, type CB6352

Manumed NPU type 5xx/7xx/9xx



Artnr 3496180

Linak Control Box (nieuw model),
Item CB6126, 230V 50/60Hz

Manumed NPU, 1/2-motoren



Artnr 3496638

Linak Control Box, type CB6S644 + X1009,
Item CB6252-00

Manumed NPU, 3-motoren (446, 448, 449)



Artnr 3496543

Linak Control Box, CB9051, 230V

Manumed XYZ/GWB, 1/2-motoren



Artnr 3496893

Linak Control Power, Item CP20006-00 (no
ground)

Wordt gebruikt icm Control Unit 3496602 /
3496622

Manumed Special XYZ (> 2007)



Artnr 3496600 (niet meer leverbaar
Alternatief: artnr 3496893)

Linak Control Power, Item
CP2000000A01009 (grounded)

Wordt gebruikt icm Control Unit 3496602 /
3496622

Manumed Special XYZ (> 2007)



Artnr 3496602 (op=op)

Linak Control Unit 1005, Item
CU2001779071 1005 (te gebruiken vanaf
2012)


Uin: only Linak CP20

Uout: 24V=

Software versie 13 (van 2009 tot nov 2012
ook geleverd met software versie 14 Deze
versie is niet compatibel met oudere
banken!)

Bestemd voor Power Box 3496600 / 3496893

Manumed Special XYZ (2006-2009)



Artnr 3496622 (op=op)

Linak Control Unit 1064, Item
CU200779071 1064

Uin: only Linak CP20

Uout: 24V=

Software versie 14

Bestemd voor Power Box 3496600 / 3496893

Manumed Special XYZ vanaf 2009, SN 09-
N1-1001


Manumed Special XYZ kanteltafels met
vergroete spoorbreedte



Artnr ID13904 ENB

Linak Control Unit, Item CU20010112

Manumed XYZ Osteo 4-/6-delig (met 3
motoren)



Artnr 3496565 (op=op)

Magnetic Power Box, KOM12-010A-000

Manumed Special XYZ/GWB



Artnr 3496564 (niet meer leverbaar)

Magnetic Power Box, KOM12-11AA-000
(met batterij back-up)

Manumed Special XYZ/GWB



Artnr 3496892 (niet meer leverbaar)

Hiwin Control Box, LAK 4-F000-230- 24V

Manu-Meco



Artnr 0570803

Linak Control Box, type J11331

ManuMax



Artnr 0570802

Interface, E-N Switch box
(to E-N control box) Service

ManuMax



Overig

Artnr 3496648

Battery Pack, BA1812-1300-000

Manumed NPU type 5xx/7xx/9xx



Artnr 0550801

Luchtslang 2,1m

ManuXelect



Artnr 3496313 (niet meer leverbaar)

Slangkoppeling, T-stuk voor balg

Manumed GWB
Manulekt



Artnr 2032023

Trillingsdemper rondombediening
B, 20x30 M6x18

ManuMax

